

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/koncentrat-em-200-p-530.html>

Koncentrat EM 200



Cijena s PDV-om	49.00 €
Cijena bez PDV-a	39.20 €
Dostupnost	Dostupno
Kataloški broj	10060

Opis proizvoda

EM 200 KONCENTRAT ZA ČIŠĆENJE

Koncentrat EM-200 koristi se za dezinfekciju i čišćenje medicinskog i kozmetičkog pribora, endoskopa i drugih elemenata. Također se koristi za čišćenje predmeta osjetljivih na promjene temperature. Jedno pakiranje sadrži 500 ml. koncentrat.

Jedno pakiranje sadrži 500 ml. tekućina. Koncentrat treba razrijediti u vodi u količini između 1-2% volumena vode i čistiti 15-60 minuta (ovisno o korištenoj koncentraciji - kod niže koncentracije tekućine potrebno je dulje vrijeme čišćenja kako bi se postigla najbolja posljedica).

Kapacitet: 500 ml.